



PRODUCATOR DE ARTICOLE MEDICALE


Catalog
de produse

Despre Companie

Compania Pani Teresa Medica S.A. este un producător de produse medicale textile și tricotate. Utilizarea celor mai moderne tehnologii și a materiilor prime de cea mai bună calitate compania Pani Teresa Medica S.A. și-a dezvoltat poziția de lider pe piața poloneză și este una dintre cele mai importante companii din Europa, distingându-se prin producția reală de la zero a produselor pe care le proiectează. Experiența de peste 20 de ani ne permite să furnizăm Pacienților o gamă largă de produse (peste 2500 de poziții) de calitate superioară, confirmată în plus de certificatele și premiile obținute.


Produce Medicale

Marca Pani Teresa reprezintă o linie de produse medicale, prosănătate și de profilaxie – centuri abdominale, centuri stomice, centuri postnatale, centuri inghinale, centuri torano, premum și centuri și corsete lombare, gulere, curele de gât pentru suportul mâinilor și bandaje pentru articulații. Oferta atât de largă de produse eficiente, confortabile și ușor de utilizat a fost concepută pentru a diminua riscul de complicații cu scopul de a grăbi însănătoșirea. Produsele Pani Teresa sunt de cea mai înaltă calitate, ușor de utilizat și oferă senzația de siguranță.




PT 0101

Centură abdominală universală „30”



PT 0102

Centură abdominală universală „22”



PT 0102A

Centură abdominală universală „24”



PT 0103/44

Centură abdominală universală specială „44”/„52”



PT 0210

Curea de gât pentru suportul brațului



PT 0204

Suport de gât pentru braț



PT 0211

Suport braț cu bandă de stabilizare în jurul torsului



PT 0214

Suport cu plasă




PT 0115

Centură abdominală universală „30” închisă



PT 0116

Centură abdominală universală „22” închisă



PT 0117

Centură abdominală aerisire



PT 0104

Centură abdominală post-natală



PT 0215

Neurosuport



PT 0304

Bandaj elastic pentru cot



PT 0308

Bandaj elastic pentru cot - fără cusături



PT 0305

Bandaj elastic pentru încheietura mâinii



PT 0105

Centură abdominală stomică lăț. 24 cm



PT 0106

Centură abdominală stomică lăț. 16 cm



PT 0107

Centură abdominală inghinală (dreapta, stânga)



PT 0108

Centură abdominală bilateral



PT 0306

Bandaj elastic încheietură mână - scurt



PT 0309

Bandaj elastic pentru încheietura mâinii - scurt



PT 0221

Stabilizator plasă încheietură mână - dreapta, stânga



PT 0307

Bandaj elastic genunchi - fără cusături



PT 0109

Centură inghinală cu pelota (partea dreaptă, partea stângă)



PT 0110

Bilaterală Centură inghinală cu pelota



PT 0111

Chiloți hernie damă



PT 0112

Slipuri hernie - suspensorii



PT 0301

Bandaj elastic genunchi



PT 0302

Bandaj elastic pentru gleznă - bandă cu velcro



PT 0303


Bandaj elastic gleznă, șosetă - fără cusături

Calitate și tehnologie

Compania se concentrează asupra eficacității ridicate a proceselor de producție și totodată se concentrează asupra calității ridicate a produselor utilizate, cea mai mare precizie de realizare, durabilitatea produselor, dar mai ales confortul de utilizare. Aceste acțiuni deosebesc compania Pani Teresa Medica S.A. de concurență prin cel mai bun raport preț Calitate.

Produse antireumatice cu chihlimbar

Compania Pani Teresa Medica S.A. folosește calitățile naturale ale acestui mineral. Produsele cu chihlimbar ușurează durerile reumatice, sprijină tratamentul modificărilor degenerative, ameliorează procesele inflamatorii și durerea reumatică, iar utilizarea acestora în procesul de reabilitare asigură efectul de încălzire a articulațiilor și mușchilor.



PT 0209A

Guler cervical
- ortopedic tip Schanza
- moale



PT 0209B

Guler cervical
- ortopedic tip Florida
- rigid



PT 0206

Centură postură dreaptă



PT 0201

Centură umeri
îndreptare




PT 0113

Centură Torako pentru
bărbați - pentru zona
toracică



PT 0114

Centură Torako pentru
femei - pentru cavitatea
toracică




PT 0202

Centură ortopedică
lombară cu balene



PT 0207

Corset ortopedic înalt



PT 0224

Centură înaltă cu bretele
pentru suport axial




PT 0225

Centură cu bretele
semirigidă înaltă




PT 0208

Centură întărire -
protecție




PT 0216

Centură cu balene -
plasă




PT 0217

Centură cu balene




PT 0218

Centură cu balene
- simplă



PT 0219

Centură masaj clasic



PT 0220

Centură masaj simplă



PT 0510

Bandaj genunchi
antireumatic țesut
cu chihlimbar



PT 0502

Bandaj genunchi
antireumatic
cu chihlimbar



PT 0511

Bandaj cot
antireumatic țesut
cu chihlimbar



PT 0504

Bandaj cot
antireumatic
cu chihlimbar



PT 0512

Bandaj încheietură
mână antireumatic
țesut cu chihlimbar



PT 0503

Bandaj încheietură
mână antireumatic
peliculă cu chihlimbar




PT 0513

Bandaj gleznă
antireumatic țesut
cu chihlimbar




PT 0515

Bandaj universal
încheietură mână
cu chihlimbar




PT 0521

Cămașă bărbătească
mânecă lungă - de lână




PT 0522

Cămașă bărbătească cu
mânecă scurtă - de lână




PT 0523

Pantaloni lenjerie
bărbătești lungi
- de lână



PT 0524

Boxeri bărbătești
- de lână




PT 0528

Cămașă de damă
mânecă lungă - de lână




PT 0525

Cămașă de damă cu
mânecă scurtă - de lână



PT 0526


Lenjerie de damă
cu picioare - de lână



PT 0527

Chiloței de damă
- de lână

CLASA 1 compresie 15-21 mmHg



Semnificația locului de măsurare	Măsurare (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
g	Circumferința părții superioare a coapsei	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
f	Circumferința la mijlocul coapsei	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Circumferința sub genunchi	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Valoarea maximă a circumferinței gambei	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Valoarea minimă a circumferinței gleznei	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

INDICAȚII:

- umflături în timpul zilei de muncă
- senzația de oboseală și de greutate a picioarelor pe timp de seară
- varice la picioare la părinți, frați
- tulburări ereditare de coagulare a sângelui
- venele crăpate
- după începutul terapiei hormonale (pastile anticoncepționale sau - terapie de substituție hormonală)
- vene vizibile pe membru, fără proeminențe deasupra pielii

CONTRAINDICAȚII:

- ateroscleroza membrelor inferioare, boala Buerger, „piciorul diabetic”



Dresuri medicinale strângere clasa 1 compresie 15-21 mmHg



Ciorapi medicali de compresie clasa 1 compresie 15-21 mmHg




Ciorapi 3/4 medicali clasa 1 de compresie 15-21 mmHg

CULORI:



Ciorapii 3/4 sunt fabricați în două versiuni: cu vârf deschis (degete libere) și cu vârf închis.

CLASA 2 compresie 23-32 mmHg



Semnificația locului de măsurare	Măsurare (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
g	Circumferința părții superioare a coapsei	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
f	Circumferința la mijlocul coapsei	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Circumferința sub genunchi	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Valoarea maximă a circumferinței gambei	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Valoarea minimă a circumferinței gleznei	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

INDICAȚII:

- varice cu umflături
- cheaguri de sânge în venele de suprafață și de profunzime
- după inflamația trombotică a venelor (cu umflături și durere)
- profilaxia ante și postoperatorie în cazul inflamației venoase trombotice
- umflarea după contuzii, fracturi și entorse
- umflarea ganglionilor limfatici
- umflarea picioarelor și varice la femeile însărcinate
- picioare umflate, dureroase, „grele”

CONTRAINDICAȚII:

- ateroscleroza membrelor inferioare, boala Buerger, „piciorul diabetic”



Dresuri medicinale clasa 2 compresie 23-32 mmHg



Ciorapi medicali clasa 2 compresie 23-32 mmHg



Ciorapi 3/4 medicali clasa 2-a de compresie 23-32 mmHg

CULORI:



Ciorapii 3/4 sunt fabricați în două versiuni: cu vârf deschis (degete libere) și cu vârf închis.



INDICAȚII:

- mod activ de viață (activitate fizică, muncă, sport)
- imobilizare îndelungată pe timp de călătorii
- senzația de oboseală și greutate a picioarelor - resimțită în special seara
- umflarea membrelor inferioare
- profilaxia trombozei venoase

Ciorapi medicali Travel socks




INDICAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

- profilaxia antitrombotică la pacienți înainte, în timpul și după intervenția chirurgicală
- utilizați strict conform recomandărilor și sub supravegherea unui medic specialist


Ciorapi perioperatorii profilactici 13-18 mmHg

BASIS ACTIVE®

Produsele BASIS ACTIVE® protejează împotriva contuziilor, asigură confortul și siguranța de mișcare chiar și în condiții de efort sportiv. Produsele sunt proiectate și executate cu gândul la persoanele cu un stil de viață activ.



Centură abdominală



Corset lombar cu balene



Bandaj pentru genunchi fără cusătură țesut



Stabilizator genunchi cu șine



Stabilizator genunchi



Orteza genunchi trasă, fără șine



Orteza genunchi stabilizare cu benzi



Stabilizator plasă genunchi cu șine



Bandaj tricotat gleznă fără cusătură



Stabilizator gleznă tras



Stabilizator gleznă cu bandă



Stabilizator gleznă - ortopedic - stânga, dreapta



Orteza stabilizatoare gleznă



Bandaj cot fără cusătură tricotat



Stabilizator cot - „cot de tenis”



Stabilizator cot - stânga, dreapta



Bandaj tricotat pentru încheietura de la mână fără cusătură



Stabilizator încheietură mână scurt



Stabilizator încheietură mână cu șină - cu plasă



Orteză pentru mână și antebraț de corectare deformare mână



PANI TERESA MEDICA S.A.
 ul. Powidzka 50
 Gutowo Małe
 62-300 Września
 Poland
 tel. +48 61 43 88 200
 e-mail: sekretariat@pani-teresa.com.pl
 www.pani-teresa.com.pl